


棱镜镜架 | KKD/PLH/PAD





外形图



PLH-25 M4 P0.7



PLH-40 M6 P1



PLH-60 M6 P1



固定型			主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	选购件编码※	适用元器件尺寸 (mm)	自重 (kg)
PLH-25	N	~□10	0.08
PLH-40	N	□5~□26	0.14
PLH-60	N	□10~□32	0.29

※关于选购件编码, 详细请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。 C007

棱镜镜架 | PAD


目录编号 W4103



可固定立方体分光镜的镜架。
没有传统同类镜架的立杆, 使用侧面薄爪抓住器件实现固定, 4个方向都可得到最大的有效口径。

- 这是一款已经考虑了棱镜宽度形状的镜架, 便于使用。

外形图



型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G	H
PAD-10	10	10	15	20	5	10	M4	M3
PAD-12.7	12.7	8.65	15	22.7	6.35	12.7	M4	M3
PAD-15	15	12.5	20	25	7.5	15	M4	M3
PAD-20	20	15	25	35	10	20	M6	M4
PAD-25.4	25.4	12.3	25	39	12.5	25.4	M6	M4

信息

- ▶ 备有可调整分光镜的反射光束角度的棱镜支架 (KKD)。

注意

- ▶ 螺丝拧得太紧的话, 容易损伤玻璃。请注意拧紧螺丝至刚好保持立方体不动为止。
- ▶ 外形公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ 的棱镜专用。无法固定外形公差过大的器件。

技术指标			主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	适用元器件尺寸 (mm)	自重 (kg)	
PAD-10	□10	0.005	
PAD-12.7	□12.7	0.006	
PAD-15	□15	0.01	
PAD-20	□20	0.022	
PAD-25.4	□25.4	0.026	