

底板 | SP

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具

50×50mm转换板 | SP-102

- 平台用安装尺寸转换板。




技术指标

 主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-102-1	0.12
SP-102-2	0.18
SP-102-3	0.27

外形图

 SP-102 内六角小螺栓 M4×6...4本
(3种通用)


型号	A (mm)	B (mm)
SP-102-1	80	70
SP-102-2	100	90
SP-102-3	120	100

RoHS

连接案例

80×80平台 (M4 70×70)

SP-102-1

M4 50×50

100×100平台 (M4 90×90)

SP-102-2

M4 50×50

120×120平台 (M4 100×100)

SP-102-3

M4 50×50

KSP·KSPA用上板 | SP-103

- θ轴粗微动平台用安装尺寸转换板。




技术指标

 主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-103	0.06

外形图

SP-103 内六角螺栓 M4×6...4个



RoHS

连接案例

25×25平台 (M2 20×20)

40×40平台 (M3 32×32)

60×60平台 (M4 50×50)

SP-103

KSP/KSPA (M4 φ50)

KSP-786M用下面底板 | SP-104

- θ轴粗微动平台 (KSP-786M) 用安装尺寸转换板。




技术指标

 主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-104	0.06

外形图

SP-104 内六角螺栓 M4×6...4个



RoHS

连接案例

KSP-786M

SP-104

MB-CB-PB

60×60平台 (M4 50×50)

TAR用上板 | SP-109


RoHS

- 齿轮齿条式平台用安装尺寸转换板。



外形图

SP-109-1/2 内六角螺栓 M4×6...4个



型号	A (mm)
SP-109-1	60
SP-109-2	80

连接案例

支架本体等 (M16 P1)	支架本体等 (M16 P1)
SP-109-1	SP-109-2
TAR-34601	TAR-34801
TAR-38601D	TAR-34141
TAR-34602	TAR-38801D
	TAR-38141D
	TAR-34802

技术指标

型号	自重 (kg)
SP-109-1	0.03
SP-109-2	0.04

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

尺寸转换板 | SP-113N

RoHS



- 利用此板可将M16的立柱用支架 (PO) 固定到□40mm的平台上。
- 可将倾斜平台 (AIS-40B), 样板支架 (SHA-40) 或偏光器支架 (MPH-B) 等固定到□40mm平台上。

技术指标


型号	自重 (kg)
SP-113N	0.02

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

外形图

SP-113N

内六角螺栓 M3×6...4个



尺寸转换板 | SP-114N

RoHS



- 利用此板可将M16的立柱用支架 (PO) 固定到边长或直径为40mm的平台上。
- 可将□40mm的平台或样板支架 (SHA-25), 偏光器支架 (MPH-B) 固定到转动平台 (KSP-406, KSW-406) 上。

技术指标


型号	自重 (kg)
SP-114N	0.02

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

外形图

SP-114N

内六角螺栓 M3×6...4个



KSPA-806M · 1006M用底板 | SP-117


RoHS

- θ轴粗微动平台 (KSPA-806M · 1006M) 用安装尺寸转换板。



外形图

SP-117 内六角螺栓 M4×6...4个



连接案例

支架本体等 (M16 P1)
KSPA-806M · 1006MH
SP-117
M4 50×50

技术指标

型号	自重 (kg)
SP-117	0.06

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

应用系统

光学元件 · 薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具

底板 | SP

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱


工具

M16P1·M6P1尺寸转换螺母 | SP-121

RoHS



SP-121-1




SP-121-2


- 用于转换不同螺距的螺纹尺寸。

外形图

SP-121-1



SP-121-2



连接案例	
支架本体等 (M6 P1 (螺孔))	立柱 (M6 P1 (螺栓))
▼	▼
SP-121-1	SP-121-2
▼	▼
M16 P1	M16 P1
技术指标	
型号	自重 (kg)
SP-121-1	0.04
SP-121-2	0.02

主要材料: 黄铜
表面处理: 镀铬

M16P1·M6P1尺寸转换螺母 | SP-121S

RoHS



上面




下面

- 用于转换不同螺距的螺纹尺寸。

外形图

SP-121S



连接案例	
立柱用支架等 (M16 P1 (螺栓))	
▼	
SP-121S	
▼	
平台, 实验台等 (M6 P1 (螺孔))	
技术指标	
型号	自重 (kg)
SP-121S	0.01

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化


M6P1尺寸转换板 | SP-122

RoHS

- 是支固定支架用的转换板。
- 用于固定底部带有M6P1母螺纹的镜架等, 然后用M4螺栓固定在有50×50mm间隔螺纹孔的平台上等时使用。
- 可以降低光轴高度。



外形图

SP-122 内六角螺栓 M4×10...4个
内六角螺栓 M6×12...1个

连接案例	
M6 P1 (螺孔)	
▼	
SP-122	
▼	
M4 50×50	
技术指标	
型号	自重 (kg)
SP-122	0.1

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

注意

- ▶ 请注意, 此转换板可能无法连接在φ25安装面内有突出物的支架。

KSP-406M用上板 | SP-123


RoHS

- θ轴粗微动平台 (KSPA-406M) 用安装尺寸转换板。



外形图

SP-123 平头螺栓 M3×8...4个



连接案例	
25×25平台 (M2 20×20)	
40×40平台 (M3 32×32)	
▼	
SP-123	
▼	
KSP-406M	
KSP-406MR	
技术指标	
型号	自重 (kg)
SP-123	0.02


主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

TAS-2060用上板 | SP-127-1

- X, XY轴螺杆驱动平台 (TAS-20601•20602) 用的安装尺寸转换板。



外形图



RoHS

连接案例

立柱用支架等 (M16 P1)
25×25平台 (M2 20×20)

▼
SP-127-1

▼
TAS-20601
TAS-20602

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-127-1	0.04

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱


工具

尺寸转换板 | SP-129

- θ轴粗微动平台 (KSPA-406M) 用安装尺寸转换板。



外形图



RoHS

连接案例

立柱用支架等 (M16 P1)
25×25平台 (M2 20×20)
40×40平台 (M3 32×32)
60×60平台 (M4 50×50)

▼
SP-129

▼
KSP-406 (M3 φ30)
40×40平台 (M3 φ32)
60×60平台 (M4 φ50)

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化


型号	自重 (kg)
SP-129	0.06

尺寸转换板 | SP-130

- 磁力表座 (MB-CB-PB) 用安装尺寸转换板。



外形图



RoHS

连接案例

立柱用支架等 (M16 P1)
25×25平台 (M2 20×20)
40×40平台 (M3 32×32)
60×60平台 (M4 50×50)

▼
SP-130

▼
MB-CB-PB

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化


型号	自重 (kg)
SP-130	0.06

尺寸转换板 | SP-131

- 齿轮齿条式平台专用的安装尺寸转换板。



外形图



RoHS

连接案例

立柱用支架等 (M16 P1)
40×40平台 (M3 32×32)
60×60平台 (M4 50×50)

▼
SP-131

▼
TAR-34403L (M3 14×24)
TAR-34/38 (M4 20×40)

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-131	0.06

底板 | SP

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具


尺寸转换板 | SP-132

- 平台用安装尺寸转换板。



外形图

SP-132 内六角螺栓 M3×6...4个



RoHS

连接案例

立柱用支架等 (M16 P1)
25×25平台 (M2 20×20)
40×40平台 (M3 32×32)
60×60平台 (M4 50×50)

SP-132

KSP-406 (M3 φ30)
40×40平台 (M3 32×32)

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-132	0.06


尺寸转换板 | SP-133

- 平台用安装尺寸转换板。



外形图

SP-133 内六角螺栓 M4×6...4个



RoHS

连接案例

立柱用支架等 (M16 P1)
25×25平台 (M2 20×20)
40×40平台 (M3 32×32)
KSPA-806M/1006MH (M4 φ50)

SP-133

60×60平台 (M4 50×50)

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-133	0.06


尺寸转换板 | SP-134

- X, Y轴螺杆驱动平台 (TAS-20601·20602) 用的安装尺寸转换板。



外形图

SP-134 内六角螺栓 M4×6...4个



RoHS

连接案例

立柱用支架等 (M16 P1)
25×25平台 (M2 20×20)
40×40平台 (M3 32×32)
60×60平台 (M4 50×50)

SP-134

TAS-20601
TAS-20602

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-134	0.06

尺寸转换板 | SP-135



- 可将X轴预置平台 (TASB-15★) 或X轴螺杆驱动平台 (TAS-15★) 等超小型平台固定到□25mm的平台上。
- 可配合小尺寸摆动平台 (GOH-15), 倾斜平台 (AIS-25B), 样板支架 (SHA-25), 或偏光器支架 (MPH-B) 使用。

技术指标


主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-135	0.01

外形图

SP-135

圆头螺栓 M2×4...4个



RoHS

尺寸转换板 | SP-201



- 可将TSD直动平台 (TSD-25501S) 固定到□40mm的平台上。
- 可固定于 $\phi 40$ 的转动平台 (KSP-406, KSPT-406), 也可用于TSD-25501系列组合XY两轴平台。

技术指标

型号	自重 [kg]
SP-201	0.03


主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

RoHS

外形图

SP-201

- 内六角螺栓 M2×4...4个
- 内六角螺栓 M3×6...4个



2D CAD 3D CAD

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具

尺寸转换板 | SP-301



- 可将TSD平台 (TSD-40801S) 固定到□60mm或□40mm的平台。
- 可用于 $\phi 60$ 转动平台 (KSP-606, KSPT-606) 或 $\phi 40$ 转动平台 (KSP-406, KSPT-406)。
- 可用于TSD-40801系列组合XY两轴平台。

技术指标

型号	自重 [kg]
SP-301	0.08


主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

RoHS

外形图

SP-301

- 内六角螺栓 M3×6...4个
- 内六角螺栓 M4×6...4个



2D CAD 3D CAD

尺寸转换板 | SP-401


- 平台用安装尺寸转换板。



外形图


SP-401EE

- 内六角螺栓 (不锈钢) 6-32UNC×1/4...4个



SP-401UU

- 内六角螺栓 (不锈钢) 6-32UNC×1/4...4个



2D CAD 3D CAD

技术指标

型号	自重 [kg]
SP-401EE	0.025
SP-401UU	0.025

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

连接案例

25x25平台 (M2 20x20)	40x40平台 (M3 32x32)	40x40平台 (6-32UNC 31.75x31.75)
SP-401EE	SP-401UU	
KSP-406MUU (6-32UNC $\phi 31.75$)		

连接案例

25x25平台 (M2 20x20)	KSP-256
KSP-406M	KSP-406MUU
SP-401EE	SP-401UU
40x40平台 (6-32UNC 31.75x31.75)	

底板 | SP/BSP

尺寸转换板 | SP-402

RoHS

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具

- 平台用安装尺寸转换板。



技术指标


主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
SP-402EE	0.1
SP-402UU	0.1


外形图

SP-402EE

内六角螺栓 (不锈钢) M6×6...4个



SP-402UU

内六角螺栓 (不锈钢)
1/4-20UNC×1/4...4个

连接案例

25×25平台 (M2 20×20)	40×40平台 (M3 32×32)	40×40平台 (6-32UNC 31.75×31.75)
65×65平台 (M6 50×50)	65×65平台 (1/4-20UNC 50.8×50.8)	

SP-402EE

SP-402UU

KSP-656M-M6/KSPB-906M-M6 (M6 φ50)
KSP-656MUU/KSPB-906MUU (1/4-20UNC φ50.8)

连接案例

40×40平台 (M3 32×32)	40×40平台 (6-32UNC 31.75×31.75)
KSP-256	KSP-406MUU
KSP-406M	KSP-656MUU/KSPB-906MUU

SP-402EE

SP-402UU

65×65平台 (M6 50×50)
65×65平台 (1/4-20UNC 50.8×50.8)

BSP-1016N

RoHS

- 可将长行程平台 (TSD-10161, TSD-60121, TSD-60161SDM, TAM-10161, TAM-60161SDM等) 固定到光学平台 (OBC-M6) 或 (HOA等)。也可用于组合XY两轴平台。
- 也可用于□100平台 (TSD-100, TAM-100等) 或底板 (OBC-M4)。




技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
BSP-1016N	0.4

外形图

BSP-1016N

内六角螺栓 M4×10...4个
内六角螺栓 M6×10...4个

BSP-1020N

RoHS

- 可将长行程十字交叉滚柱铝合金平台 (TAM-10201SDM, TAMC-10201) 固定到光学平台 (OBC-M6) 或 (HOA等) 上。也可用于组合XY两轴平台。
- 可用于固定□100平台 (TSD-100, TAM-100等)。
- 另外, 还可用于□100平台 (TSD-100, TAM-100等) 或底板 (OBC-M4)。



技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
BSP-1020N	0.5

外形图

BSP-1020N

内六角螺栓 M4×10...4个
内六角螺栓 M6×10...4个