

D-TOP组件 D-TOP Module

应用系统

光学元件 · 薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

显微镜

光通讯

干涉仪

检查 / 观察

生物光学

激光加工

激光组件 DTM-05-LHP-111



可干涉性很好的直线偏光氦氖激光器

波长: 632.8nm 功率: 1mW

光束高度,角度可调

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
氦氖激光器	05-LHP-111	1	
氦氖激光电源	05-LPL-911-065	1	
氦氖激光支持架	LAH-1	1	41
底板	LAH-SP	1	4
组件光轴高度			45

反射镜组件 | DTM-TFA-30C05-10



采用了高面精度反射镜的,实现光路90度转弯的组件。可将光轴位置调整到反射镜中心位置。

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
铝膜反射镜	TFA-30C05-10	1	
NOMI LOCK™式可调镜架	MHG-MP30-NL	1	25
φ20支柱	PS20-20	1	20
D-TOP底板	DBSP-1	1	0
组件光轴高度			45

偏光板组件 | DTM-SPF-30C-32



调整光量或偏光方向的组件。 消光比: 10⁻⁴

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
偏光板	SPF-30C-32	1	
小型偏光器支架	MPHN-30R-N	1	27.5
φ20支柱	PS20-12.5	1	12.5
D-TOP底板	DBSP-2	1	5
组件光轴高度			45

立方体半透半反镜组件 DTM-HBCH-20-550



宽带立方体半透半反镜组件。可实现透过光对反射光1:1的分光。

此分光比不受入射光的偏光状态的影响。

品名	型 号	数量	光轴高度 〔mm〕
金属·电介质复合膜立方体半反射镜	HBCH-20-550	1	10
棱镜支架	KSP-DT	1	7
θ轴粗微调转动平台	KSP-406M	1	13
底板	SP-40T	1	5
φ20支柱	PS20-10	1	10
D-TOP底板	DBSP-1	1	0
组件光轴高度			45

平板半透半反镜组件 | DTM-PSMH-30C03-10-550 |



平板半透半反镜可实现透过光对反射 光1: 1的分光。

源于玻璃厚度的色差和球差小。

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
超宽带激光谱线平板半反射镜	PSMH-30C03-10-550	1	
NOMI LOCK™式可调镜架	MHG-MP30-NL	1	25
φ20支柱	PS20-20	1	20
D-TOP底板	DBSP-1	1	0
组件光轴高度			45

成像镜组件 DTM-SLB-30-50PM



将样品成像到摄像器件, 或汇聚到传感器的组件。

焦距: 50mm 通光口径: φ27mm

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
平凸透镜	SLB-30-50PM	1	
2维可调镜架	LHCM-30-N	1	30
φ20支柱	PS20-10	1	10
D-TOP底板	DBSP-2	1	5
组件光轴高度			45

c型接口摄像头组件 DTM-CMH



使用了USB接口的彩色摄像头组件。 可将图像传送给计算机。 附带有摄像头位置调整,调焦机构。 容易替换为其他型号的C接口摄像头。

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
C型接口摄像头	STC-MCA5MUSB3	1	
照相机架	DTCH-C-20	1	20
X轴齿轮齿条式燕尾槽平台	TARW-25501	1	22
底板	DTCBP-4050	1	3.5
组件光轴高度			45.5

1/4 (或 1/2) 波长板组件 DTM-WPQ-6328-4M (or -2M)



使用波长板改变偏光状态的组件。 1/4波长板可将直线偏光改变为圆偏光, 1/2波长板可改变偏振方向。

適応波長: 632.8nm

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
1/4 (或 1/2) 波长板 (633nm)	WPQ-6328-4M (or 2M)	1	
小型偏光器支架	MPHN-30R-N	1	27.5
φ20支柱	PS20-12.5	1	12.5
D-TOP底板	DBSP-2	1	5
组件光轴高度			45



PBS组件 | DTM-PBS-20-6328



实现水平偏光和垂直偏光的合成,或分 离的组件。

波长范围: 632.8nm

品名	型 号	数量	光轴高度 〔mm〕
偏光立方体分光器	PBS-20-6328	1	10
棱镜支架	KSP-DT	1	7
θ轴粗微调转动平台	KSP-406M	1	13
底板	SP-40T	1	5
φ20支柱	PS20-10	1	10
D-TOP底板	DBSP-1	1	0
组件光轴高度			45

可动反射镜组件 TFA-30C05-10-TSD-401S



使用平台, 在垂直方向调节反射镜, 可 改变光路长的组件。

调整范围: ±6.5mm

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
铝膜反射镜	TFA-30C05-10	1	
NOMI LOCK™式可调镜架	MHG-MP30-NL	1	25
高度调整架	MSP-4002	2	4
X轴TSD直动平台	TSD-401S	1	16
组件光轴高度			45

架组件 | DTM-MLF-SF



借用了Selfoc®镜夹的夹持微小样品的 组件。

样品尺寸范围: φ15~φ3mm

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
Selfoc® 镜夹	MLH-SF	1	
Selfoc® 镜夹	MLH-10ADP-2	1	
光纤支架	FOP-1	1	25
φ20支柱	PS20-15	1	15
D-TOP底板	DBSP-2	1	5
组件光轴高度			45

分光镜组件 | DTM-PSM33-30C03-10W-550 |



用于斐索干涉仪参考面的分光镜组

为了得到更好的干涉条纹的对比度, 其 反射透过比被设定为1:2了。

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
多层电介质膜平板激光分光镜	PSM33-30C05-10W-550	1	
NOMI LOCK™式可调镜架	MHG-MP30-NL	1	25
φ20支柱	PS20-20	1	20
D-TOP底板	DBSP-1	1	0
组件光轴高度			45

透镜组件 | DTM-SLB (or DLB) -***-**



可选用外径Φ15mm和Φ10mm的单透镜 或消色差透镜的组件。

如选用了镜架MLHC-10R, 会和φ20mm 的立柱干涉。但在其间插入2个垫片即

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
透镜	SLB (or DLB) - * * * - * * *	1	
2维可调镜架	LHCM-**	1	* *
M4用垫片 (t=1mm)	W1 (为只LHCM-10使用)	2	2
φ20支柱	PS20- * *	1	* *
D-TOP底板	DBSP-2	1	5
组件光轴高度			45

光路切替反射镜组件 | TFA-30C05-10-TSD-40801S



使用大行程的平台, 可实现镜架避让出 光路的组件。

品名	型号	数量	光轴高度 〔mm〕
铝膜反射镜	TFA-30C05-10	1	
NOMI LOCK™式可调镜架	MHG-MP30-NL	1	25
切换反射镜用底板	DSP-4080	1	4
X轴TSD直动平台	TSD-40801S	1	16
组件光轴高度			45

架组件 | TAT-AD20-TSD-40801S



固定被検凹面样品,并可精密调整的组

被检凹面镜外径: φ20mm

厚度: ~6mm

品名	型 号	数量	光轴高度 〔mm〕
透镜适配件	TAT-AD20	1	
十字动镜架	TAT-16DM-M3	1	30
X轴TSD直动平台	TSD-40801S	1	16
组件光轴高度			46

■应用系统

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

显微镜

光通讯 干涉仪

检查 / 观察

生物光学

激光加工