



▶ 平台用附件 ▶ 垫块、适配器、支架 | 产品清单

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件

垫块
适配器
支架

页	产品参考照片	种类	产品编号	产品编号	备注
406		垫块	SS-4002	-	30mm×30mm 平台安装用
			SS-5002	-	40mm×40mm 平台安装用
			SS-608	-	齿条齿轮平台用
			SS-613	-	长动作平台用
			SS-6002	-	50mm×50mm 平台安装用
			SS-6012	-	φ 60mm 旋转平台用
408		垫块	SS-7002	-	60mm×60mm 平台安装用
			SS-901	-	90mm×90mm 平台用
			SS-921	-	倾斜平台 90mm×90mm 用
			SS-101	-	125mm×125mm 平台用
			SS-121	-	倾斜平台 125mm×125mm 用
410		垫块	SS-6011-1	SS-6011-2	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-3	SS-6011-4	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-5	SS-6011-6	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011- (厚度)	-	高度调整用垫块、60mm×60mm 用、高度指定
			SS-9011-1	SS-9011-2	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-3	SS-9011-4	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-5	SS-9011-6	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011- (厚度)	-	高度调整用垫块、90mm×90mm 用、高度指定
412		适配器	SA-301	-	30mm×30mm 平台用
			SA-401	-	40mm×40mm 平台用
			SA-601	-	60mm×60mm 平台用
			SA-901	-	90mm×90mm 平台用
413		适配器	SA-101	-	125mm×125mm 平台用
			SA-602-12	SA-602-20	平台用适配器
414		支架	SB-301-1	-	30mm×30mm 平台用
			SB-4002	-	40mm×40mm 平台用
			SB-5002	-	50mm×50mm 平台用
			SB-6002	-	60mm×60mm 平台用
			SB-6003	-	60mm×60mm 平台用
416		支架	SB-7002	-	70mm×70mm 平台用
			SB-7003	-	70mm×70mm 平台用
			SS-604-1	-	L 型安装支架
			SB-402	-	长动作平台用 Z 支架
			SB-403	-	长动作平台用 Z 支架



特长 | 垫块、适配器、支架 ◀ 平台用附件 ▶

■ 垫块

◆ 安装

组合种类不同的平台时，用于转换安装尺寸。

◆ 尺寸不同

组合尺寸不同的平台时，用于转换安装尺寸。

◆ 高度调整

可以组合厚度不同的垫块获得需要的高度（厚度）。

■ 适配器

◆ 功能追加

用 Z 支架将 X 平台作为 Z 平台时，通过使用平台面上没有的螺丝孔等来使用。

■ 支架

◆ Z 轴用与方向转换用

组合 X 平台与支架作为 Z 平台（移动方向：垂直），或者变更方向（移动方向：水平）时使用。

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

垫块

适配器

支架

垫块

下载



2DCAD



↑ SS-4002



↑ SS-5002



↑ SS-608



↑ SS-613



↑ SS-6002





↑ SS-6012

特 长 Sales Point

- SS-4002、SS-5002、SS-6002 垫块用于组合小一圈的尺寸。
- SS-608 垫块用于在平台面 40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mm 的齿条齿轮平台上，安装平台面 60mm×60mm、φ90mm 以上的平台。
- SS-613 垫块用于在长动作平台 LS-414 系列上，安装平台面 60mm×60mm、φ60mm 以上的平台。
- SS-6012 垫块是安装在 φ60 的高级旋转平台上的垫块。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SS-4002	40mm 见方用垫块	0.03kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-5002	50mm 见方用垫块	0.05kg	
SS-608	齿条齿轮平台用垫块	0.08kg	
SS-613	长动作平台用垫块	0.08kg	
SS-6002	60mm 见方用垫块	0.07kg	
SS-6012	60mm 见方用垫块	0.07kg	





产品的外观图





垫块 ◀ 平台用附件 ▶

产品的外观图




自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
垫块
适配器
支架

垫块

下载




2DCAD



↑ SS-7002



↑ SS-901



↑ SS-921



↑ SS-101




↑ SS-121

特 长 Sales Point

- SS-7002 垫块用于组合小一圈的尺寸。
- SS-901 垫块用于将 90mm×90mm 平台安装在其他的带 50mm×50mm 间距 M4 螺纹孔的平台等上。
- SS-921 垫块用于使平台面 90mm 见方的倾斜平台 ATS-9030-HP、ATS-9020-HP、ATD-9020-HP 的平台下面低于马达部。
- SS-101 垫块用于将 125mm×125mm 的平台安装在其他各种平台上。
- SS-121 垫块用于使平台面 125mm 见方的倾斜平台 ATS-1220-HP、ATS-1230-HP、ATD-1220-HP 的平台下面低于马达部。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SS-7002	70mm 见方用垫块	0.1kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-901	90mm×90mm 平台用垫块	0.17kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-921	倾斜平台用下面垫块 (90mm 角用)	0.11kg	铝合金 / 白色氧化铝处理梨皮底
SS-101	125mm×125mm 平台用垫块	0.34kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-121	倾斜平台用下面垫块 (125mm 角用)	0.19kg	铝合金 / 白色氧化铝处理梨皮底

产品的外观图




↑ SS-7002




垫块 ◀ 平台用附件 ▶


产品的外观图




SS-901



SS-921



SS-101



SS-121


自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
垫块
适配器
支架

垫块

下载



2DCAD



↑ SS-6011-1



↑ SS-6011-2


特 长 Sales Point

- 调整平台等高度的垫块。
- 可单独或组合起来，以 1mm 为单位调整高度。
- 10mm 厚与 20mm 厚的备有固定位置不同的产品，以便组合多个使用时容易固定。
- 需要 50mm 以上的厚度时可指定厚度，最高 100mm。请指定需要的厚度。

(例) 60mm×60mm 的尺寸需要厚度 80mm 时，使用 SS-6011-80。

产 品 编 号	产 品 名	尺 寸	厚 度	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SS-6011-1	高度调整垫块 1t	60mm×60mm	1mm	0.01kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-6011-2	高度调整垫块 5t		5mm	0.05kg	
SS-6011-3	高度调整垫块 10t		10mm	0.09kg	
SS-6011-4	高度调整垫块 10t		10mm	0.09kg	
SS-6011-5	高度调整垫块 20t		20mm	0.19kg	
SS-6011-6	高度调整垫块 20t		20mm	0.19kg	
SS-6011- (厚度)	高度调整垫块 厚度指定		在 50mm ~ 100mm 范围内指定	-	
SS-9011-1	高度调整垫块 1t	90mm×90mm	1mm	0.02kg	
SS-9011-2	高度调整垫块 5t		5mm	0.11kg	
SS-9011-3	高度调整垫块 10t		10mm	0.22kg	
SS-9011-4	高度调整垫块 10t		10mm	0.22kg	
SS-9011-5	高度调整垫块 20t		20mm	0.43kg	
SS-9011-6	高度调整垫块 20t		20mm	0.43kg	
SS-9011- (厚度)	高度调整垫块 厚度指定		在 50mm ~ 100mm 范围内指定	-	

产品的外观图




↑ SS-6011- (厚度)




垫块 ◀ 平台用附件 ▶


产品的外观图




↑ SS-6011-1/SS-6011-2




↑ SS-6011-3/SS-6011-5




↑ SS-6011-4/SS-6011-6






↑ SS-9011-1/SS-9011-2



↑ SS-9011-3/SS-9011-5



↑ SS-9011-4/SS-9011-6



↑ SS-9011- (厚度)

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

垫块

适配器

支架