



▶ 平台用附件 ▶ 垫块、适配器、支架 | 产品清单

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件

垫块
适配器
支架

页	产品参考照片	种类	产品编号	产品编号	备注
406		垫块	SS-4002	-	30mm×30mm 平台安装用
			SS-5002	-	40mm×40mm 平台安装用
			SS-608	-	齿条齿轮平台用
			SS-613	-	长动作平台用
			SS-6002	-	50mm×50mm 平台安装用
			SS-6012	-	φ 60mm 旋转平台用
408		垫块	SS-7002	-	60mm×60mm 平台安装用
			SS-901	-	90mm×90mm 平台用
			SS-921	-	倾斜平台 90mm×90mm 用
			SS-101	-	125mm×125mm 平台用
			SS-121	-	倾斜平台 125mm×125mm 用
410		垫块	SS-6011-1	SS-6011-2	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-3	SS-6011-4	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-5	SS-6011-6	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011- (厚度)	-	高度调整用垫块、60mm×60mm 用、高度指定
			SS-9011-1	SS-9011-2	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-3	SS-9011-4	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-5	SS-9011-6	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011- (厚度)	-	高度调整用垫块、90mm×90mm 用、高度指定
412		适配器	SA-301	-	30mm×30mm 平台用
			SA-401	-	40mm×40mm 平台用
			SA-601	-	60mm×60mm 平台用
			SA-901	-	90mm×90mm 平台用
413		适配器	SA-101	-	125mm×125mm 平台用
			SA-602-12	SA-602-20	平台用适配器
414		支架	SB-301-1	-	30mm×30mm 平台用
			SB-4002	-	40mm×40mm 平台用
			SB-5002	-	50mm×50mm 平台用
			SB-6002	-	60mm×60mm 平台用
			SB-6003	-	60mm×60mm 平台用
416		支架	SB-7002	-	70mm×70mm 平台用
			SB-7003	-	70mm×70mm 平台用
			SS-604-1	-	L 型安装支架
			SB-402	-	长动作平台用 Z 支架
			SB-403	-	长动作平台用 Z 支架



特长 | 垫块、适配器、支架 ◀ 平台用附件 ▶

■ 垫块

◆ 安装

组合种类不同的平台时，用于转换安装尺寸。

◆ 尺寸不同

组合尺寸不同的平台时，用于转换安装尺寸。

◆ 高度调整

可以组合厚度不同的垫块获得需要的高度（厚度）。

■ 适配器

◆ 功能追加

用 Z 支架将 X 平台作为 Z 平台时，通过使用平台面上没有的螺丝孔等来使用。

■ 支架

◆ Z 轴用与方向转换用

组合 X 平台与支架作为 Z 平台（移动方向：垂直），或者变更方向（移动方向：水平）时使用。

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

垫块

适配器

支架

支架

下载



2D/CAD



↑ SB-301-1



↑ SB-4002



↑ SB-5002



↑ SB-6002




↑ SB-6003

特 长 Sales Point

- 可安装 X 平台作为 Z 平台使用，或者将移动面从纵向转换成横向或安装旋转平台将旋转轴转换 90°。
- T 型的支架在正面、背面都可安装。载荷的中心不会出到支架的外形以外，所以不会有大的偏载荷。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SB-301-1	Z 支架 30mm×30mm 用	0.01kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SB-4002	Z 支架 40mm×40mm 用	0.1kg	
SB-5002	Z 支架 50mm×50mm 用	0.15kg	
SB-6002	Z 支架 60mm×60mm 用	0.2kg	
SB-6003	Z 支架 60mm×60mm 用	0.2kg	

产品的外观图



↑ SB-301-1

支架

下载



2DCAD



↑ SB-7002



↑ SB-7003



↑ SS-604-1



↑ SB-402




↑ SB-403


特 长 Sales Point

- SB-7002、SB-7003 可安装 X 平台作为 Z 平台使用，或者将移动面从纵向转换成横向或安装旋转平台将旋转轴转换 90°。由于是 T 型，正面、背面都可安装。另外，载荷的中心不会出到支架的外形以外，所以不会有大的偏载荷。
- SB-402、SB-403 支架用于将长动作平台 LS-414L1、LS-414L2 各自直立使用。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SB-7002	Z 支架 70mm×70mm 用	0.25kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SB-7003	Z 支架 70mm×70mm 用	0.25kg	
SS-604-1	L 型安装支架	0.18kg	
SB-402	Z 支架 LS-414L1 用	0.11kg	
SB-403	Z 支架 LS-414L2 用	0.18kg	



SB-402+LS-414L1 安装示意图




SB-403+LS-414L2 安装示意图




支架 ◀ 平台用附件 ▶


产品的外观图




↑ SB-7002





↑ SB-7003



↑ SS-604-1



↑ SB-402



↑ SB-403

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
垫块
适配器
支架